

**INSTRUKCJA
POBRANIA PRÓBEK MLEKA DO TESTÓW PAG**

1. Przygotuj listę identyfikacji krów, które chcesz poddać badaniu.
2. Sprawdź datę ostatniego wycielenia i pokrycia każdej z krów.

**Upewnij się, że minęło nie mniej niż 60 dni od wycielenia i nie mniej niż 28 dni od pokrycia.
W PRZECIWNYM RAZIE WYNIK MOŻE BYĆ NIEWIARYGODNY!**

3. Wypełnij Zestawienie dostarczonych próbek zapisując: numer próbki, numer identyfikacyjny krowy oraz datę wycielenia i inseminacji.
4. Pobierz próbkę mleka w ilości około 30 ml (2/3 objętości fiolki), zamknij szczelnie kapslem. Może to być mleko pobrane z jednego strzyka i obojętnie z której fazy doju, ale po uprzednim zdojeniu mleka zalegającego w kanale strzykowym.
5. Na kapslu napisz numer butelki odpowiadający numerowi pozycji krowy na Zestawieniu oraz numer identyfikacyjny krowy.
6. Wypełnij Zlecenie wykonania badania (szare pola).
7. Próbki mleka wraz ze Zleceniem dostarcz do Laboratorium lub przekaz przy odbiorze mleka z Twojego gospodarstwa.
8. Możesz również dostarczyć próbki do badania za pośrednictwem kuriera. Skontaktuj się z Laboratorium w celu zakupienia próbek wraz z konserwantem.